

	FORMULAIRE Mémo Prélèvements sanguins			Réf : PM1-PLV-INS-MPS Page 1 sur 1 Version 3
	Emplacement : Logiciel de gestion documentaire Thesi Salle de prélèvements Modifications apportées sur lignes en jaune : Modifications liées à l'épargne sanguine			Nombre de copies : 2 numérique + 1 papier Date d'application : 30/04/2022
Rédaction : Strusciano Laurence Fonction : PH Date : 28/03/2022		Validation : Desbois Delphine RAAQ 31/03/2022 		Approbation : Amouroux Isabelle BR 31/03/2022 
Signature :		Diffusion : D. Desbois RAAQ 31/03/2022 		

Manuel de prélèvement en ligne: THESI- accès intranet: Liens Internet THESI- accès internet rubrique laboratoire- Téléchargeable sur Google store et Apple store: [Viskali ACC - manuel de prélèvement CH Rambouillet- https://ch-rambouillet-manuelprelevement.fr](https://ch-rambouillet-manuelprelevement.fr)

HEMATOLOGIE		Antibiotiques 1 tube à part: différencier PIC, résiduél, plasma	
NFS-Plaquettes-Réticulocytes + VS +Schizocytes+rhématies falciformes: 5ml		Amikacine-Vancomycine-Gentamycine 5ml	
GROUPES + RAI = IMMUNO-HEMATOLOGIE		Alcool- Dépakrine(acide valproïque)-Digoxine-Paracétamol 5 ml	
Groupe Rhésus + Phénotypes 1ère détermination+RAI 7ml		Lithium 5 ml	
Groupe Rhésus + Phénotypes 2ème détermination 5ml		IgE 5 ml	
RAI seule+coombs Indirect (1tube à part) 7ml		CYCLE GLYCEMIQUE	
Coombs direct (1 tube à part) 5ml		Glycémie seule-Glycémie post-prandiale 1tube de 5 ml / temps	
COAGULATION tube bien rempli IMPERATIVEMENT		Cycle glycémiqme - Hyperglycémie provoquée 1tube de 5 ml / temps	
T.P INR - TCA - TCK- Fibrine - DDE 5ml		HORMONOLOGIE	
Facteurs II- V- VII-X - Facteurs VIII-IX-XI XII 5ml		Prolactine-Estradiol-LH-FSH-Progestérone 5ml	
Recherche d'anticoragulants circulants(ACC) 5ml		PTHr parathormone 5ml	
Anti Xa HBPM (4 heures après injection) 1 tube à part 5 ml		Cortisol Noter l'heure 1 tube à part 5ml	
Anti Xa Héparine standard (HNF) 5 ml		SEROLOGIES INFECTIEUSES + bilan thyroïdien	
BIOCHIMIE		EBV-Panovirus B19-Mycoplasmes- Lyme-Herpès-Varicelle- COVID 5ml	
Iono gramme = NaKCL+créatinine+prédoles+urée+glycolime		BW+syphilis 5ml	
Iono réa+iono+osmolarité 1 tube		Toxoplasme - Rubéole - HIV - Hépatite A (IgM)-CMV 1 tube	
Réserve Alcaline- Calcium - Calcium ionisé- Phosphore -Magnésium 5 ml		Hépatite B (Ag HBs, Ac anti HBs, Ac anti HBc) - Hépatite C 5ml	
Bilan hépatique=Bili Totale et Conjuguée-Phosphatases Alcalines		T3-T4-TSH 5 ml	
Transaminases (ASAT-OTALTAT+PT)-GGT		MARQUEURS	
Acide Uréique/Lipase/CRP/ IgG-IgA-IgM/BI N.Né -Albumine- Pré-albumine		Ca 15-3 - Ca 125 - Ca 19-9 - ACE - AFP - PSA - PSAL 5ml	
Bilan cardiaque=OT-PT-CK-LDH		VITAMINES descendre à l'abri de la lumière	
Cholestérol -Triglycérides-Chol LDL-LDL		Folates - VitB12 - Vit D (25OH D2+D3) 1 tube 5ml	
Fer-FTC-Ferritine-Haptoglobine-Transferrine+aldéophylne		PARASITOLOGIE	
Clairance de la créatinine MDRD et/ou Cockcroft: Noter le poids		Recherche de paludisme- microfilaires (1tube à part) 5ml	
Hémoglobine glyquée=HbA1C 5ml		TESTS DYNAMIQUES	
NT-proBNP - Troponine T cardiaque - BHCG - PCT 5 ml		1 tube pas temps - Noter le temps sur chaque tube	
Glycémie: si délai >2 heures		BIOCHIMIE URINES Noter le volume des 24h si nécessaire	
Lactates descendre immédiatement 5 ml		Iono(Na K Cl Urée) -Créatinine -Protéines- Glucose - Osmolalité	
Ammoniométrie dans la glace descendre immédiatement 5ml		Microalbumine - Calcium - Phosphore - - Acide Uréique	
Gaz du sang : apporter immédiatement-Délai max : 30'- Température ambiante		Nitrites - Acétone - pH - Sang - 5ml pour tout	
Recherche de toxiques (urines) 5 ml			



Secrétariat :7833 ou 7834




Conformité du prélèvement - Norme NF EN ISO 15189

La phase préanalytique : Une Etape clé

Avant le prélèvement : recueil des informations patient

► **S'assurer de l'identité du patient :**

NOM, PRENOM, DATE de NAISSANCE

► **Noter les renseignements cliniques et/ou thérapeutiques,**

en fonction des analyses demandées (anticoagulant, médicament,...)

► **Remplir la ou les feuilles de demande d'examen:**

Identité du patient-Identité du prescripteur-Code UF

délai et heure de prélèvement

Le prélèvement:

- Port de gants non stériles.
- Désinfection large du site de ponction.
- **Ne jamais palper le site** après désinfection.
- Le garrot ne doit être utilisé que pour faire saillir la veine.
- Le relâcher dès que le sang s'écoule dans le 1er tube.
- **Choix du site de ponction :** ne jamais prélever sur le bras qui est perfusé.
- Respecter l'ordre de prélèvement des tubes
- **Maintenir le tube** en dessous du point de ponction.
- **Lors du prélèvement** positionner le tube, étiquette vers le bas pour pouvoir visualiser l'arrivée du sang dans le tube.

Veiller au bon remplissage des tubes.



• Homogénéiser les tubes, dès le retrait du corps de prélèvement, par plusieurs retournements lents.



Étiquetage des tubes du patient APRES le prélèvement

• Veiller à respecter les conditions recommandées de prélèvement et de transport.

Ordre de prélèvement - Tubes BD Vacutainer®



1. PRÉLÈVEMENT DE SANG

2. PRÉLÈVEMENT DE SANG + HÉMOCCULTURE

© 2019 BD. Tous droits réservés. BD, BD Vacutainer et BD sont des marques de BD. Tous les autres noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.